



**OnTrak**  
90227

# OnTrak

## OnTrak, la Nuova Frontiera ABPM di Spacelabs Healthcare



## Sicurezza e Affidabilità

OnTrak è il risultato di oltre quarant'anni d'esperienza nella ricerca e nello sviluppo di Monitor ABP.

Spacelabs OnTrak è stato approfonditamente testato e validato secondo tutti e tre i protocolli riconosciuti a livello internazionale, per assicurare la massima affidabilità nella valutazione dello stato ipertensivo del paziente.

PROTOCOLLO	SUPERATO
AAMI/ANSI/ISO 81060* (Adulti & Bambini)	✓
British Hypertension Society	A/A
European Society of Hypertension	✓

## Semplicità d'Uso

- L'ampio display a colori da 2,4" rende la programmazione semplice e consente un perfetto controllo della funzionalità.
- I Protocolli, la Modalità Bambino e la Massima pressione iniziale di gonfiaggio possono essere impostati direttamente sull'unità.
- Fino a 7 giorni di registrazione o 300 letture con solo due batterie AA.
- La "Modalità Comfort" consente di controllare la pressione iniziale di gonfiaggio riducendo l'ansia del paziente ed aumentandone la compliance all'esame.

**OnTrak** la strada da seguire nella lotta contro l'ipertensione

# Soluzioni Flessibili

Sentinel, il Sistema di Gestione Cardiologico di Spacelabs Healthcare, usato in combinazione con OnTrak costituisce una piattaforma scalabile che si adatta a qualsiasi esigenza di analisi dell'operatore nella gestione del trattamento ipertensivo.

- Partendo da una postazione standalone per semplici operazioni di analisi ed archivio.
- Passando ad un sistema basato sul web in piccole configurazioni di rete che permette lo scarico e l'elaborazione dati su postazioni multiple. Ideale per piccole realtà sanitarie.
- Fino ad un'architettura web based a livello aziendale perfetta per ospedali, centri clinici di ricerca, realtà più complesse o dove il dato deve essere scaricato da remoto.

## Vantaggi

- Compatto e leggero.
- Cavo microUSB standard che permette la connessione con qualsiasi PC Windows.
- Possibilità di configurazione diretta tramite il display dello strumento.
- Stampa immediata tramite stampante con tecnologia "Pictbridge" senza necessità di ulteriore software.



## Comfort del Paziente e Compliance

Il comfort del paziente è fondamentale per assicurare un'ottima compliance all'esame ed un'elevata qualità delle letture. Per garantire questo, OnTrak dispone di un'ampia varietà di bracciali e di soluzioni per il trasporto.

- Custodie con cintura o tracolla per il trasporto.
- Confortevoli bracciali riutilizzabili con tecnologia autoapplicante.
- Copribracciale per un comfort paziente ottimale e per diminuire l'usura del bracciale.





## Caratteristiche



- Nuovo Design e Look – **Ergonomia e sicurezza**
- Display a colori 2.4” – **Funzionalità aggiuntive e gestione indipendente senza uso PC**
- Nuovi accessori - **Custodie, Bracciali, Monouso**
- 2 batterie AA – test multipli – **Costi operativi ridotti**
- Fino a 300 Letture – **Per uso su più giorni**
- Splash Proof (IP22) – **Maggiore resistenza**
- Validazioni complete per assicurare accuratezza **BHS grado A/A , ESH e ANSI/ AAMI (81060-2) – inclusa validazione pediatrica**
- Modalità Bambino – **Algoritmo adattativo per garanzia di precisione nei bambini**
- Modalità Comfort – **Limitazione della pressione iniziale di gonfiaggio per un maggior comfort**
- Accelerometro– **Indicazione qualitativa movimento paziente correlabile con misure** (con sw Sentinel 10)
- Cavo Micro USB universale – **Facilità di utilizzo incrementata**
- Generatore di rapporti interno - **Stampa diretta senza PC con stampanti CanonPictbridge**



\* Esclude la clausola 5.2.6 – Il dispositivo 90227 è controindicato per l'uso con apparecchiature per prove da sforzo.